

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ – Bioptron Medolight fényterápia

A BIOPTRON Medolight egy fényterápiás orvostechikai eszköz, melynek működése az elektrolumineszcens diódák (LED) által kibocsátott vörös-és infravörös tartományú fényen alapszik.

TERMÉKLEÍRÁS

A BIOPTRON Medolight – új harmadik generációs fényterápiás készülék a legkorszerűbb technológiával. A Medolight-ban használt diódák jelentősen különböznek a hagyományos izzóktól vagy a jelző LED-ektől. Más a hullámhosszú, így a legintenzívebb gyógyító hatással bíró fényt bocsátják ki (vörös- és infravörös tartományban levő fény). Hagyományos izzók jelentős mennyiségű hőt termelnek, a fénykibocsátó diódák viszont „hideg” fényt generálnak, aminek köszönhetően jóval hatékonyabbak, ugyanis az általuk generált energia nagy része a látható fénytartományban sugárzik ki. Különleges konstrukció: egy lencse fókuszálja a fénysugarakat, így a fény 30 fokos szögben terjed (a hagyományos izzók 360 fokos szögben sugározzák a fényt).

KEZELÉS

A kezeléséhez a használati utasításnak megfelelően kell történnie, melyet részletesen a termék vásárlásakor a csomagoláshoz tartozó termékismertető tartalmaz. A Medolight készülékkel végezhető terápiás lehetőségek kibővíthetők és személyre szabhatók, ha a betegséggel sújtott területektől távol eső területen, a megfelelő biológiai aktív pontokon alkalmazzuk a kezelést a tájékoztatóban leírtak szerint.

A Medolight kezelésnek nincsenek ismert mellékhatásai, és az alábbi problémák esetén nyújthat segítséget:

1. Csökkent ellenállóképesség
2. Influenza előtt (influenza megelőzése)
3. Stressz
4. Sporthúzóadások
5. Végtagfájdalmak
6. Fejfájás
7. Isiász
8. Hasi fájdalom, bélgyörcs
9. Vesegyörcs
10. Deréktáji fájdalom
11. Hörghurut
12. Influenza, megfázás
13. Vérömleny a szemhéjon
14. Szürkehályog (kezdeti stádium)
15. Műtét után (szürkehályog, zöldhályog műtét után)
16. Árpa
17. Vegetatív-érrendszeri rendellenességek
18. Háromosztatú ideg neuralgiás fájdalom
19. Gerincvelő-gyökerek gyulladása
20. Alvászavarok
21. Ízületi gyulladás, hipertrófiás ízületi gyulladás
22. Nyáktömlő gyulladás
23. Vérömlenyek, zúzódások
24. Sarjszövetek (gyógyuló sebeknél)
25. Akut és krónikus ínhüvelygyulladás
26. Izmok és inak húzóódása vagy szakadása
27. Izzadmányos ízületi hártya gyulladása
28. Furunkulus
29. Visszeres lábszár, trombózis, visszérgyulladás
30. Aranyér
31. Krónikus sebek (harapások, cukorbetegséggel összefüggő sebek, üszkösödés)
32. Égési sebek, fagyási sérülések, áramütéssel kapcsolatos sérülések
33. Törött csontok
34. Injekció által okozott vérömleny
35. Műtét utáni sebek
36. Felfekvések
37. Lábszárfekély
38. Ínygyulladás
39. Hurutos herpesz és övsömör
40. Fogfájás, duzzanat a szájüregben
41. Szájüreg akut gyulladása
42. Szájüregben végrehajtott fagyasztásos kezelés (cryodestruction) után
43. Krónikus fogínygyulladás akut állapotban
44. Duzzanatok az állkapcspon
45. Prostatagyulladás
46. Lecsökkent tejkiválasztás
47. Hüvelygyulladás
48. Tejpangás az emlőmirigyekben
49. Szoptatáskor fellépő emlőgyulladás
50. Emlőgyulladás megelőzésére
51. Kisebesedett mellbimbók
52. Gyomorhurut
53. Köldök sebének elfertőződése újszülötteknél, kidörzsölt, kipirosodott bőr
54. Allergiás kiütések vagy csalánkiütés
55. Pattanások, mitesszerek
56. Műtét után (lézeres, fagyasztásos beavatkozás, hagyományos sebészi beavatkozás, plasztikai sebészeti beavatkozás)
57. Rovarcsípések
58. Ráncok az arcon
59. Öregedési foltok a bőrön
60. Bőr ellenállásának javítása a környezeti hatásokkal szemben

Ellenjavallatok:

Ne alkalmazzon fényterápiát epilepszia vagy fényallergia esetén, valamint rákos megbetegedések és pajzsmirigy problémák esetén.

Ne alkalmazzon fényterápiát az alábbi betegségek esetén: fényallergia, porfíria (hemoglobin felépítés zavara minden típusa), aktinikus retikulózis (reticulum sejtek működési zavarával kapcsolatos bőrbetegség), cheilitis exfoliativa actinica (krónikus ajakgyulladás napfény hatására), eritéma exsudativum multiforme (vörös, foltszerű duzzanatokkal járó bőrbetegség), szisztémás lupus erythematosus*(bőrkiütéssel járó, több szervet érintő autoimmun gyulladásgos megbetegedés), herpes solaris (napfény által kiváltott herpesz), hydroa vacciniformis (krónikus napallergia), fotodermatozis (fény okozta bőrmegbetegedés), xeroderma pigmentosum (extrém UV-érzékenység), szemgyulladás*, retinabetegség, mellékhatásként fényérzékenységet okozó gyógyszerek, vagy gyógynövények szedése esetén.

A csillaggal * jelölt ellenjavallatok esetében a felelős kezelőorvos dönthet úgy, hogy a Medolight fényterápia mégis alkalmazható.

Műszaki adatok, jótállás:

AZONOSÍTÓ	MEGNEVEZÉS	LEÍRÁS	MŰSZAKI ADATOK	JÓTÁLLÁS
Z4L	Biopton Medolight fényterápiás készülék	A Biopton MedoLight fényterápiás készülék 108 elektrolumineszcens diódával rendelkezik, amelyek gallium-alumínium-arzenid félvezetőkből készülnek. Ezek vörös és az infravörös fénytartományba eső elektromágneses hullámokat generálnak. Hálózati csatlakozás nélkül működtethető, újratölthető kivitel.	Bemeneti feszítéség: 230 V, 50 Hz Akku: 3,7 V, 1700 mAh Töltési idő: kb. 3 óra Üzemidő egy töltéssel: kb. 60 perc Kibocsátott hullámhossz: infra 880±30 nm, vörös 640±30 nm Súly készülék/töltő: 200 g/130 g	1 év kötelező + 1 év gyártói

Tájékoztatás a Biopton Medolight készülékek gyártója által vállalt garancia vevőre történő átszállásáról.

A Zepter International Poland Sp. gyártó a 2017. május 30-a után kötött szerződésekkel értékesített Medolight (Z4L) készülékre 1 év kötelező- és 1 év gyártói jótállást (a gyártó szóhasználata szerint garanciát) vállal. A gyártó az általa vállalt jótállás- a továbbiakban: garancia- feltételeit a termékhez csomagolt nyilatkozatában részletezi. Ebben a gyártó garantálja, hogy a termék alapanyagai és kivitelezése hibáktól mentes. Ha a garanciális időszakban a készülék anyag vagy a nem megfelelő gyártás következtében hibásnak bizonyulna garanciális igényét a garancialevélben foglaltak szerint a Zepter Ungarn Kft. forgalmazóval szemben érvényesítheti. Minőségi kifogását a Zepter szerviz- és a Termékreklamációs Osztálynál személyesen vagy írásban, a hibás termék egyidejű átadása illetve megküldése mellett jelenti be. Tájékoztatjuk, hogy a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. §(4) bekezdése szerint a gyár által vállalt garanciából eredő jogok a vevővel kötött szerződésünk teljesítésének időpontjában szállnak át a vevőre. A gyártó által vállalt garancia nem érinti a vevőnek a jogszabályból eredő jogait.


Ezen terméktájékoztató 2017. május 30. napjától visszavonásig érvényes.

ZEPTEr Ungarn Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: +36 1 437 6633
E-mail: zepter@zepter.hu • www.zepter.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:

1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: +36 1 323 2426
E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.
www.facebook.com/ZepterHungary

Dátum: _____ év _____ hónap _____ nap

Ügyfél aláírása _____

Kereskedő aláírása _____